


Das **physioLoop diagnosticCentrum**: Sling Training auf's Kilogramm genau.

- Ermitteln Sie genaue Trainingsgewichte für jede Sling Training Übung
 - Erstellen Sie exakte Trainingspläne
 - Diagnostizieren Sie gezielt Schwächen in den Muskelketten
 - Visualisieren Sie Trainingserfolge
- Machen Sie Sling Training zu einem ECHTEM Training -**



Das **physioLoop diagnosticCentrum** besteht aus der **physioLoop ropeLine**, welche die Höheneinstellung der Trainingsschlaufen bestimmt und der **physioLoop floorLine**, welche den Trainingsabstand zum **physioLoop Sling Trainer** festlegt. Durch die Festlegung dieser Parameter und der damit entstehenden Trainingswinkel, wird das exakte Trainingsgewicht generiert, welches durch **die physioLoop scaleStation** auf das Kilogramm genau visualisiert wird.